

LAMPES DE MICROSCOPE MEDICALE (BLOC/CONSULTATIONS)

PE300BF et XBO : Garantie fabricant : 500 heures



1

LEICA



2



3



ME300BF

EQUIPEMENT MEDICAL	Type de lampe	Référence Fabricant	Référence BIOMEDISYST	Fig.	
M620 F18/F20 M400E/M820/M844 F40 M651/690	12V 50W	384643	2384643	1	
M525 MS3/MC1 M520 OH3 M525 OH4 M720 OH5 M525 F20/F40/CT20	PE300BF	3040-0330	11300BF	2	
M300 (CLS1500MR)	21V 150W	902.058	2EKE	3	
M525 F20/CT20	XBOR180W/45C		12180RC	4	
M525 F50	ME300BF		11ME300BF	6	

Les marques citées sont la propriété respective des fabricants. Photos non contractuelles



4

ZEISS



5



6

EQUIPEMENT MEDICAL	Type de lampe	Référence Fabricant	Référence BIOMEDISYST	Fig.	
OPMI 1FR OPMI VISU 140/150/160/200	12V 100W EFP	380079.9040	264627	3	
OPMI 1/6	6V 30W	390158	2390158	5	
OPMI 99	12V 75W EFN	380079.9030	264615	3	
OPMI PICO/PICO i OPMI PROergo OPMI LUMERA i	12V 100W EFP	380079.9040	264627	3	
OPMI SENSERA/VARIO/S8	XBOR180W/45C	0407-309	12180RC	4	
OPMI VARIO/NC33/ SUPERLUX 300	PE300BF	304953-9030 lampe seule	11300BF	2	
OPMI PENTERO	XBOR300W/60COFR	304977-9036	12300	6	



Lampe soumise à la DEEE (système de tri, collecte et traitement des Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques prévu par la directive n°2002/96/CE)