

### INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES CAPTEURS SPO2 USAGE UNIQUE

Les capteurs SPO2 usage unique sont idéaux pour l'utilisation dans des situations où les risques de contamination sont importants. Les capteurs SPO2 sont fabriqués avec des câbles blindés souples, des composants électroniques de très haute précision, ainsi que des rubans adhésifs soit de **type 3M Microfoam™ ou Medaplast™**. Ces rubans adhésifs augmentent le confort du patient et permettent un repositionnement rapide.

La gamme consiste en quatre tailles de capteurs confortables et sûrs qui permettent l'utilisation aussi bien pour les adultes que les enfants ainsi que les nouveau-nés et les prématurés.


Les **modèles DVF** sont des **capteurs non adhésifs équipés de bandes velcro** et permettent le repositionnement sans risque de destruction du capteur.

Ce type de capteur est très utile pour des monitorages de très longue durée.

Les capteurs sont fabriqués en matériaux biocompatibles et ne comprennent **pas de latex**.



La précision de nos capteurs est de +/- 1% entre 90% et 100% et de +/-2% entre 70% et 89%.

**Conditionnés en boîte de 24 pièces.**



TYPE DE CAPTEUR	ADHESIF TYPE MICROFOAM				ADHESIF TYPE MEDAPLAST				ADHESIF TYPE VELCRO
	ADULTE >30 Kg index	PEDIATRIQUE 10-50 Kg index	ENFANT 1-20 Kg Gros orteil	NEONAT/ ADULTE <3Kg ou > 30Kg Partie latérale du pied ou index (pour adulte)	ADULTE >30 Kg index	PEDIATRIQUE 10-50 Kg index	ENFANT 1-20 Kg Gros orteil	NEONAT/ ADULTE <3Kg ou > 30Kg Partie latérale du pied ou index (pour adulte)	NEONAT/ ADULTE <3Kg ou > 30Kg Partie latérale du pied ou index (pour adulte)
<b>DATEX</b>	DAF/DTX-SF	DPF/DTX-SF	DIF/DTX-SF	DNF/DTX-SF	DAF/DTX-SM	DPF/DTX-SM	DIF/DTX-SM	DNF/DTX-SM	DVF/DTX
<b>NELCOR</b>	DAF/NLC-SF	DPF/NLC-SF	DIF/NLC-SF	DNF/NLC-SF	DAF/NLC-SM	DPF/NLC-SM	DIF/NLC-SM	DNF/NLC-SM	DVF/NLC
<b>NELCOR Oximax</b>	DAF/NLO-SF	DPF/NLO-SF	DIF/NLO-SF	DNF/NLO-SF	DAF/NLO-SM	DPF/NLO-SM	DIF/NLO-SM	DNF/NLO-SM	DVF/NLO
<b>NIHON KOHDEN</b>	DAF/NKN-SF	DPF/NKN-SF	DIF/NKN-SF	DNF/NKN-SF	DAF/NKN-SM	DPF/NKN-SM	DIF/NKN-SM	DNF/NKN-SM	DVF/NKN
<b>GE TRUSIGNAL</b>	DAF/OXN-SF	DPF/OXN-SF	DIF/OXN-SF	DNF/OXN-SF	DAF/OXN-SM	DPF/OXN-SM	DIF/OXN-SM	DNF/OXN-SM	DVF/OXN

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant



BIOMEDISYST : 21 Avenue de la Mare 95310 SAINT OUEN L'AUMONE  
Tél. : 0134400302 – Fax : 0134400601 – email : hamidouche@biomedisyst.com – Internet : www.biomedisyst.com