

Garantie fabricant : 500 heures



PE150AF



EPK-I

| EQUIPEMENT MEDICAL | Modèle | REFERENCE BIOMEDISYST | Durée de vie (h) | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Dyonics (Smith&Nephew) | 500XL* | 11ME300BF | 500 | |
| Fujinon (FPO) | EPX2200/EPX2500 | PE150AF | 500 | |
| Linvatec | LS7700 | 1141579 | 500 | |
| Pentax | EPK-i | 1145176 | 500 | |
| Pentax | EPK-i 5000/7000/7010 | 11ME300BFY | 500 | |
| Pentax ** | EPK-i 5000/7000/7010 | 1141952 | 500 | |

* pas de remise à zéro du compteur


** nous consulter



11ME300BFY



1141952



12100RC/12180RC


LAMPES AU XENON AVEC REFLECTEUR



12300

| REFERENCE OSRAM | REFERENCE BIOMEDISYST | V | W | Durée de vie (h) | Culot | Fig. | |
|------------------|-----------------------|----|-----|------------------|-------|------|--|
| XBO-R 100W/45C * | 12100RC | 14 | 100 | 500 | câblé | 1 | |
| XBO-R 180W/45C | 12180RC | 14 | 180 | 500 | câblé | 1 | |
| XBO-R300W/60COFR | 12300 | 16 | 300 | 500 | câblé | 2 | |

* pour PENTAX EPK 1000



139500

LAMPES A DECHARGE WELCH ALLYN



13M21E1



13M21ES1

| REFERENCE Fabricant | REFERENCE BIOMEDISYST | V | W | Durée de vie (h) | Culot | Fig. | |
|---------------------|-----------------------|----|----|------------------|---------|------|--|
| WA 9500 | 139500 | 15 | 24 | 350 | spécial | 3 | |
| M21 E001 | 13M21E1 | 60 | 21 | 750 | spécial | 4 | |
| M21 E00S-001 | 13M21ES1 | 60 | 21 | 750 | spécial | 5 | |
| M50E021 | 13M50E021 | 52 | 50 | 2500 | spécial | 4 | |

Les marques citées sont la propriété respective des fabricants. Photos non contractuelles

BIOMEDISYST - Autres modèles, nous consulter : 01 34 40 03 02